

# COLCHÓN Terapéutico DE AIRE



## Instrucciones de Uso

### Antes de Usarlo

Revise la apariencia de la superficie del Colchón de Aire. Si observa irregularidades, pinchaduras o rayones en la superficie del Colchón se le aconseja acudir con su Distribuidor Autorizado y/o reemplazado por uno nuevo.

### Instrucciones de Uso

- \* Coloque su Colchón de Aire desinflado sobre su Colchón convencional.
- \* Sujete su Colchón de Aire a su colchón convencional sobre el cual va a colocarlo mediante las cuatro correas de seguridad provistas en las esquinas de dicho Colchón de Aire.
- \* Conecte la manguera y la bomba de inflación a la válvula de inflado de su Colchón de Aire.
- \* Asegúrese de que la manguera de aire no está doblada o torcida abajo de su Colchón para permitir que el Aire fluya correctamente.
- \* Proceda a llenar su Colchón de Aire accionando la bomba de inflación manualmente con movimientos de adentro hacia afuera. Usted comenzará a notar que la presión del aire es la correcta cuando vea que el Colchón comienza a inflarse.
- \* Si ocurre alguna baja en la presión de llenado de aire, por favor verifique que la manguera y bomba de inflación estén bien conectadas a la válvula del Colchón.
- \* Una vez inflado el Colchón de Aire a la presión deseada, retire la bomba de inflación y coloque inmediatamente el tapón de la válvula de inflado.

### Para su almacenamiento

Cuidadosamente doble su Colchón de Aire totalmente desinflado y guárdelo en un lugar a la sombra. Evite almacenar el Colchón en lugares donde pueda estar expuesto al sol o a altas temperaturas ya que esto resultará en perjuicio de su Producto.

### Limpieza

Es recomendable limpiar periódicamente el exterior de su producto con agua limpia a una temperatura menor a 40°C. Su Colchón de Aire contiene un agente anti-microbial en el vinyl, lo cual le permite limpiarlo con facilidad utilizando una solución jabonosa suave, alcohol o limpiador líquido no abrasivo.

**PRECAUCION:** Seque su Colchón de Aire a la sombra después de limpiarlo y colóquelo en una superficie plana lejos de fuentes de calor y/o formas puntiagudas que puedan dañarlo. En caso de que accidentalmente su Colchón de Aire sufra alguna pinchadura mientras lo limpia o seca, repárelo utilizando los parches y el pegamento provistos para esta función.